

MSK-SFM 12M-A 球磨 LAGP 粉末

1. 实验材料与设备



LAGP ($\text{Li}_{1.5}\text{Al}_{0.5}\text{Ge}_{1.5}\text{P}_3\text{O}_{12}$) 导电陶瓷粉体, 100g/bag-EQ-Lib-LAGP



MSK-SFM-12M-A 微型震动球磨机、氧化锆微珠、3"玛瑙研钵

2. 实验步骤


- (1) 将直径 $\Phi=0.2$ 、 0.1 的氧化锆微球按照 1:1 的比例进行混合, 然后放入 2.0mL 的微管中, 样品占据微管体积的 1/3。
- (2) 将 LAGP ($\text{Li}_{1.5}\text{Al}_{0.5}\text{Ge}_{1.5}\text{P}_3\text{O}_{12}$)粉末(EQ-Lib-LAGP)也加入到 2.0mL 的微管中, 然后将微球和粉末进行混合, 粉末和微球的总量不超过 2.0 mL 管体积的 2/3。
- (3) 将微管以对称的方式放置在球磨机的样品座上, 设定转速和球磨时间, 然后开始进行球磨。
- (4) 在达到设定球磨时间后, 结束实验, 取出研磨后的 LAGP 粉末, 用于测试 SEM 和粉末尺寸。
- (5) 增加研磨时间 (如下表所示), 进行重复实验。

3. 实验结果


球磨机转速、球磨时间增加，LAGP 样品的粉末尺寸减小。

序号	转速 (rpm)	时间 (min)	研磨后粉末平均尺寸 (μm)
0	0	0	15
1	4000	15	0.8
2	4000	30	0.5
3	4000	60	0.5


(1) LAGP 粉末的 SEM 图 (实验 0)




(2) 15min 球磨后 LAGP 粉末的 SEM 图 (实验 1)



(3) 30min 球磨后 LAGP 粉末的 SEM 图 (实验 2)



(4) 60min 球磨后 LAGP 粉末的 SEM 图 (实验 3)



3. 实验结论

在最大转速 (4000 rpm) 条件下:

- (1) 研磨时间由 0 增加至 30min, LAGP 粉末的尺寸从 15 μm 减少至 0.5 μm 。
- (2) 进一步增加球磨时间至 60min, 粉末的尺寸无明显变化。为进一步减少 LAGP 粉末的尺寸, 建议用户改变研磨介质的比例和尺寸。