

装 箱 单

尊敬的用户您好!

当您收到我公司产品时,请及时核对所有部件,如有遗漏请在三日内与我

公司联系,我们将以最快速度为您解决问题,以免耽误您的实验进程。

售后电话: 0551-65595008

邮箱: kmt@aiofm.ac.cn(如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱)

出厂日期: 年 月 日 型号: MSK-USP-G-LD 1.7MHZ 订单编号:

设备编号		发往何地			
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	超声雾化装置	MSK-USP-G-LD 1.7MHZ	台	1	主机
2	精密注射泵	ZS100	套	1	
3	雾化片	20mm	片	5	已安装1片
4	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
5	雾化出气管		个	1	
6	特制扳手		把	2	
7	不锈钢双卡套外	Φ6.35 NPT1/4(锥螺纹气路用)316	个	1	
	螺纹接头	材质			
8	硅胶0型圈	内径φ15*2.65mm	个	2	已安装1个
9	硅胶 0 型圏	内径 φ11*2.65mm	个	8	
10	注射针管	60ml	个	1	
11	国标电源线	RVV-3*1.5-3 米(黑色)	根	1	
12	卡箍	KF-50mm(不锈钢)	个	2	已安装
13	硅胶 0 型圈	内径φ18*3.55mm	个	2	已安装1个
14	电源线	精密注射泵用	根	1	
15	说明书		本	1	
16	保修证书		本	1	
检验人			审核人		