

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：0551-65595008

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：VTC-16-SM-PW 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	粉末磁控溅射仪	VTC-16-SM-PW	套	1	
2	石英罩	φ166-φ150*290mm	个	1	
3	磁控溅射头（新）	φ2	套	1	含 1.5 米长水管
4	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
5	不锈钢三通	KF25-KF16-KF25	个	1	
6	卡箍	KF-16mm（不锈钢）	个	1	
7	卡箍	KF-40mm（不锈钢）	个	1	
8	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	3	
9	铜垫片	1mm、2mm、3mm	个	3	各 1 个（2mm 的已安装）
10	不锈钢垫片	外径 75*内径 51mm	个	3	1 个已安装
11	铜塑转接头	φ12mm 转φ6mm	个	2	2 个已安装
12	溅射防爆网	φ176*322mm	个	1	
13	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 NPT1/4（锥螺纹气路用）316 材质	个	1	
14	卡箍转接头	KF25-KF40	个	1	
15	内六角扳手	M2、M3、4#	个	3	各一个
16	排笔		个	1	
17	Cu（铜）靶	φ2"*3.0-4N	个	1	
18	皮拉尼真空计	VSP63DL	个	1	
19	电源适配器	DC24V 1A（UL 认证）	个	1	
20	呆扳手	5.5-7、8-10	个	2	各一个
21	螺丝	M4	个	8	
22	说明书		本	1	
23	保修卡		本	1	
检验人			审核人		