

装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：GSL-1500X-OTF 单据号码：

设备编号		发往何地			
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	管式炉	GSL-1500X-OTF	台	1	
2	单铂铑热电偶	S 型-165mm	根	1	已安装
3	耐温手套	大号	副	1	
4	陶瓷管（炉管）	Φ60/Φ80x 1000 mm	根	1	可选
5	管堵	SY-60（50*50mm）泡沫陶瓷/SY-80（70*50mm）泡沫陶瓷	个	4	可选
6	炉钩	60Cm	把	1	
7	内六角扳手	M3 、 M5	把	2	
8	法兰总成	Φ60/Φ80（新款）	套	1	可选
9	密封圈	外径 Φ68*内径 Φ58*截面 Φ5/外径 Φ88*内径 Φ78*截面 Φ5	个	8	
10	硅碳棒	直型/等径 Φ14/热端 150/冷（130*2mm）	根	16	赠送 2 根
11	坩埚钳		把	1	
12	说明书		本	1	
13	保修证书		本	1	
检验人			审核人		