


原位拉曼三电极电池测试池

SEC-TEC-Raman



SEC-TEC-Raman 是一种配有有三电极配置的电化学测试池，用于原位拉曼电化学研究，如电池，电催化等。

产品特点	电化学池的材质是高纯钛 标配参比电极（Ag/AgCl） 电化学池只需拧紧螺钉即可使用具有优异耐化学腐蚀性的 O 形圈确保气密性。 可以通过使用弹簧来改变负载 工作电极与窗口的距离 < 2mm 窗口直径：8mm 池体尺寸：50*50*24mm
可选	如果客户需要高压进行原位拉曼电化学测试，请考虑以下选

项:

