

高压（6MPa）双室电化学池（内部可换膜） HPE-DC



HPE-DC 是用于基础电学研究的高压（6 MPa）双腔三电极电解槽。

技术参数

结构特点 	材质为 Ti 金属，具有好的抗腐蚀性 最大压力：6MPa 双腔室，容积：20ml+20ml 阀门材质：304 不锈钢 标配中不包含参比电极（Ag/AgCl），工作电极夹和对比电极（Pt 电极）需要额外购买
应用注意	1. 可选购添加窗口进行原位表征



2、可选购其他尺寸腔室，如 50ml+50ml,100ml+100ml

