

干燥箱（真空）DZF-6050 220V CE 认证

技术规格书



DZF-6050 系列真空干燥箱，体积小，控温准，配有双层可观察窗，安全可靠

技术参数：

设备名称型号	干燥箱（真空）DZF-6050 220V CE 认证
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> • 长方体真空室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确 • 箱门闭合松紧可调节，门上采用整体成型的密封圈，确保箱内高真空度 • 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用，便于清洁。 • 双层观察窗由一钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然
基本参数	<ul style="list-style-type: none"> • 电源：单相 AC 220V\pm10% 50HZ • 功率：1450W • 工作温度：RT+10-200$^{\circ}$C（RT 为室温） • 腔体尺寸：415\times370\times345mm • 容积：约 53L
温度控制	<ul style="list-style-type: none"> • 采用内胆四周捆绑式加热，加热管在腔体外部，四周包裹，内部隔板可取出 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • 双排 LED 显示的微电脑智能控制器（液晶屏） • 单点温度设定 • 内置过热保护 • 采用 PID 调节方式控制加热系统 • 温度波动：\pm2$^{\circ}$C
真空系统（选配）	<ul style="list-style-type: none"> • 设备背面设有 KF25 接口用于连接真空泵

	<ul style="list-style-type: none"> • 真空泵的抽气速率必须 $\geq 2L/S$ • 真空度: $< 133pa$
产品尺寸	外形尺寸: 730×560×550mm
重量	约 66kg
保质期	一年保修, 终身技术支持。
注意事项	<ul style="list-style-type: none"> • 不得放入易燃、易爆、易挥发及产生腐蚀性的物质进行干燥、烘焙。 • 不得在加热时充入惰性等气体以免产生爆炸等事故, 如违反操作后果自负。 • 不得触摸产品在 $80^{\circ}C$ 以上高温工作时的箱门、视察窗及周围表面, 以防烫伤 • 内胆不耐酸, 请注意防腐蚀措施, 切勿在箱内使用酸性介质。 • 在真空下高温操作过程中, 腔室内壁会发生轻微变形并失去光泽, 这属正常现象, 不会影响设备的性能